





ラブテックパソコン心電計

# Duna


EC-12RS/EC-12R

ワイヤレス12誘導心電計






ECG5秒記録




Summary




Average



ECG10秒記録



ECG Sample



ECG 連続記録



使用用途	EC-12RS	EC-12R
標準12誘導心電図	○	○
マスターステップ	○	
エルゴメータ	○	
トレッドミル	○	
心臓リハビリ	○	
モニタ監視	○	△

構成	パソコン機能
本体	データベース
USBユニット	リプレイ・編集
ソフトウェア	LAN・電子カルテ接続
付属品一式	カラー印刷

●仕様

- 入力インピーダンス 2MΩ以上
- 周波数特性 0.05-150Hz
- サンプリング周波数 1,000Hz
- デジタルビット数 16ビット
- フィルター機能 交流、筋電図、基線
- PC接続 無線通信 (Bluetooth)
- 電源 2.4V (1.2V充電電池2本)

●装置規格

- 安全性 クラスBF形
- 寸法 約幅70×高さ125×奥行38 (mm)
- 質量 100g

●パソコン仕様 (本体には含まれていません)

- OS Windows XP
- CPU 1G以上
- RAM 512MB以上

認証番号 219AIBZX00051000

<b>診療報酬点数</b>	同一月において同一検査を2回以上実施した場合には、2回目以降は所定点数の100分の90を算定。
<b>心電図検査</b>	イ. 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導……………150点 ハ. その他 (6誘導以上) ……………90点
<b>負荷心電図検査</b>	イ. 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導……………320点 ロ. その他 (6誘導以上) ……………190点  トレッドミルによる負荷心機能検査、 バイシクルエルゴメータによる心肺機能検査……………700点
注) 同一日に行われた心電図検査は所定点数に含まれる。	



Goodcare

販売名 ラブテックパソコン心電計

発売元 株式会社グッドケア

〒460-0026 名古屋市中区伊勢山1-1-1伊勢山ビル7B  
TEL 052-322-0627 FAX 052-322-0640  
E-mail: info@goodcare.jp

製造販売業者 メディカルテクニカ有限会社

〒340-0023 埼玉県草加市谷塚町78-2  
TEL 048-928-0168

外国製造業者 LABTECH Ltd. Hungary

