お断り 当該製品は、メーカの方針により研究用として販売します



Medical Teknika I td

仕様 測定項目 血圧波、血圧値 拡張期圧、収縮期圧、及びトレンド、心拍数 (但し、最高値及び最低値を標準的方法で測定した値を入力します) 血圧波の反射波要素の解析状態、上記の数値の出力

測定部所 小児でない人間の指

ブルーツースの飛距離 実用約30m

(ご注意:メーカが仕様改善の為、製品本来の能力アップの為、設計変更する場合がございますので、ご購入時点で再度仕様のご確認をお願いします)