

CareTaker™ type3 学術研究用

非観血・連続・無線・血圧波、血圧値、心拍数モニター



全く新しい概念で開発されたワイヤレス血圧計です。
しかし、この理論(Windkessel)は1世紀以上古く発見されていました。
これは、観血式血圧波が、大動脈血管内の反射波の合成から成り立っているという
事実から応用されました。現代の高速化したパソコンにより実現したものです。
無線化は、現代のブルーツース技術を採用しています。

一拍毎の、リアルタイムの血圧波・血圧値を表示します
心疾患を非観血で診断できると考えられます
不整脈パターン、呼吸パターンを解析できると考えられます
パソコン心電計、パソコン超音波計などと併用が考えられます
MRI,CT,X 線診断との併用の可能性が考えられます

パラメータ;最高血圧、最低血圧、平均血圧、心拍数、呼吸数、
オプション;外部機器として、SpO2,など

発売元 **メディカルテクニカ有限会社**

埼玉県草加市谷塚1丁目 13 番 13 号 〒340-0028

電話048-928-0168 email medicaltechnikajp@gmail.com